

Erfahren Sie mehr  
über die Anwendung  
von NovaSure®.



## NovaSure® bestellen



NovaSure Controller  
(Art.nr. RFC10)



NovaSure® V5  
(Art.nr. NSV5-003)  
Verpackungseinheit 3 Stück



CO<sub>2</sub>-Kartusche  
(Art.nr. 815012)  
Verpackungseinheit 5 Stück

### PB-01011-DEU-DE Rev. 003 (05/23)

Hologic, Inc. ©2023 Alle Rechte vorbehalten.  
Hologic, The Science of Sure, NovaSure und die zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Diese Informationen richten sich an Ärzte/Ärztinnen in den USA und in anderen Märkten und sind nicht als Produktangebot oder Werbung in den Ländern vorgesehen, in denen dies in dieser Form nicht erlaubt ist. Da Materialien von Hologic über Websites, eBroadcasts und Messen vertrieben werden, ist es nicht immer möglich zu kontrollieren, wo diese Materialien erscheinen. Informationen über das verfügbare Produktangebot in einem bestimmten Land erhalten Sie bei Ihrem/Ihrer örtlichen Hologic-Vertreter/-Vertreterin.

1) NovaSure® V5 Gebrauchsanweisung, MAN-08932-4270 Rev. 002 Stand 07.2022.

2) Cooper J, Gimpelson R, Laberge P, et al. A Randomized, Multicenter Trial of Safety and Efficacy of the NovaSure System in the Treatment of Menorrhagia. J Am Assoc Gynecol Laparosc. 2002;9(4):418-28. 3) Baskett T, Clough H, Scott T A. NovaSure Bipolar Radiofrequency Endometrial Ablation: Report of 200 Cases. J Obstet Gynaecol Can. 2005; 27(5): 473 – 476. 4) Gallinat A. An Impedance-Controlled System for Endometrial Ablation: Five-Year Follow-up of 107 Patients. J Reprod Med. 2007; 52(6): 467 – 472.



Hologic BV  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

**HOLOGIC®**  
The Science of Sure

Hologic Deutschland GmbH  
Kaiserin-Augusta-Allee 112/113  
D-10553 Berlin  
+49 (0)30 9158 120-00

Hologic Austria GmbH  
Weyringergasse 6  
A-1040 Wien  
+43 150466710

Hologic Suisse SA  
c/o World Trade Center  
Av. de Gratta-Paille 2  
CH-1018 Lausanne  
+41 800 298 921

### GYN Surgical Solutions

Unser Geschäftsbereich GYN Surgical Solutions beschäftigt sich mit innovativen minimal-invasiven Lösungen zur Prävention und Behandlung in der Uteruschirurgie sowie Systemen zur Erkennung des Risikos von Frühgeburten.

### Über Hologic

Hologic ist eines der innovativsten Medizintechnik-Unternehmen der Welt und ein globaler Champion im Bereich der Frauengesundheit.

Als Antwort auf ein zunehmend komplexes und anspruchsvolles globales Gesundheitsumfeld treiben wir modernste Lösungen in den Bereichen Diagnostik, Früherkennung und Chirurgie voran.

Mehr unter [www.hologic.de](http://www.hologic.de)  
oder [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Deutschland

Tel: 0800 589 1635 Fax: 0800 589 1651  
[eOrdersGermany@hologic.com](mailto:eOrdersGermany@hologic.com)

Österreich

Tel: 0800 291 919 Fax: 0800 297 235  
[eOrdersAustria@hologic.com](mailto:eOrdersAustria@hologic.com)

Schweiz

Tel: 0800 298 921 Fax: 0800 883 885  
[eOrdersSwitzerland@hologic.com](mailto:eOrdersSwitzerland@hologic.com)

**HOLOGIC®**

# NOVASURE® – IMPEDANZ-GESTEUERTE ENDOMETRIUMABLATION



**NEU**

Endoform™ Zervixmanschette und  
AccuSheath™ Markierung  
fördern die Behandlungseffizienz

GYN Surgical Solutions

NovaSure® V5

# Warum NovaSure® V5?

ÜBER 20 JAHRE ERFAHRUNG UND EVIDENZ

## DIREKT

- Keine GnRH-Vorbehandlung notwendig<sup>1</sup>
- Zyklusunabhängig durchführbar<sup>1</sup>

## SICHER

- Uterus-Dichtigkeitstest vor Ablationsbeginn
- Kontrollierte Ablationstiefe durch Impedanzsteuerung
- Automatische Abschaltung beim Erreichen der Behandlungsparameter bzw. 2 Minuten nach Behandlungsstart.

## INDIVIDUELL

- Auf die Patientin abgestimmte Hochfrequenzenergie und Netzgröße
- Ende der individualisierten Ablation bei Erreichung des wissenschaftlichen Endpunktes von 50 Ohm
- Erhöhung der Lebensqualität<sup>2</sup>

## SCHNELL

- Reine Ablationsdauer durchschnittlich 90 Sekunden<sup>1</sup>
- Gesamtdauer des Eingriffs üblicherweise ca. 5 Minuten<sup>1</sup>
- Schnelle Rekonvaleszenz

NovaSure bietet eine komplikationsärmere Behandlungsalternative als Schlinge/Rollerball- und Ballonablation\*\*

### SureClear™ Technologie

**Einzigartiges**, integriertes System zur Absaugung von Flüssigkeit, Dampf und Geweberesten

### Endoform™ Zervixmanschette

**Neu** entwickelt für optimierte Zervixabdichtung

### AccuSheath™ Markierung

**Nur 6 mm** Außendurchmesser für eine schonende Behandlung

**Neue** Längenmarkierung erleichtert zusätzlich die exakte Positionierung



### NovaSure® Controller

Verbessert Arbeitsabläufe durch intuitive Bedienung

**Schritt-für-Schritt-Anleitung**

**Situationsabhängige** Benutzerführung

**Automatisches Absaugsystem** stellt sicher, dass das Uterusgewebe im direkten Kontakt mit dem Array ist und entfernt Nebenprodukte während der Prozedur.

### Bipolare HF Energie

**Anatomisch** an die Uterushöhle angepasst

**Energieabgabe** über ein 4-Elektrodenfeld (Array)

**Formgebung** ermöglicht optimierte Ablationstiefe

### Atraumatische Form

**Leichtes** Einführen in die Gebärmutter

**Schont** Behandlungsbereiche

**97%** der Patientinnen würden eine NovaSure®-Behandlung weiterempfehlen<sup>2,3</sup>

**75%** Amenorrhoe-Rate nach 5 Jahren<sup>4</sup>

Bei **97%** der Patientinnen konnte eine Hysterektomie innerhalb von 5 Jahren vermieden werden<sup>4</sup>

\* basierend auf Daten aus dem Zeitraum 2004 bis 2018

\*\* [www.g-ba.de/downloads/40-268-8531/2022-05-19\\_MVV-RL\\_Hochfrequenzablation-Menorrhagien\\_TrG.pdf](http://www.g-ba.de/downloads/40-268-8531/2022-05-19_MVV-RL_Hochfrequenzablation-Menorrhagien_TrG.pdf); [www.g-ba.de/downloads/40-268-8532/2022-05-19\\_KHMe-RL\\_Hochfrequenzablation-Menorrhagien\\_TrG.pdf](http://www.g-ba.de/downloads/40-268-8532/2022-05-19_KHMe-RL_Hochfrequenzablation-Menorrhagien_TrG.pdf), beide zuletzt eingesehen am 16. September 2022