

Eine gut erträgliche Mammografie. Zufriedenere Patientinnen.

Einer der Hauptgründe, aus dem viele Frauen vor einer möglicherweise lebensrettenden Mammografie zurückschrecken, ist Angst vor Schmerzen bei der Untersuchung.¹ Hologic hat die Lösung: Unser SmartCurve™ Bruststabilisierungssystem mit drei anatomisch geformten Kompressionsplatten, die für die meisten Brustgrößen passen, macht die Mammografie für die Patientin angenehmer, ohne dabei die Bildqualität, Dosis oder den Workflow zu beeinträchtigen.



Das SmartCurve™ System, bietet eine klinisch erwiesene angenehmere Mammografie ohne Dosissteigerung.²



Die gewölbte Kompressionsplatte (Paddle) spiegelt die Form der weiblichen Brust wider.



95 % der befragten Frauen empfehlen Einrichtungen, die das SmartCurve™ System nutzen.²



Das SmartCurve™ System nimmt Frauen die Angst vor einem Brust-Screening.

Das SmartCurve™ System wurde speziell entwickelt, um diese Herausforderungen auszunehmen und das Brust-Screening für Sie und Ihre Patientinnen angenehmer zu machen. Mit dem neuen SmartCurve™ Mini Paddle gibt es nun auch eine Lösung für Patientinnen mit kleiner Brust, männliche Patienten sowie Eklund-Aufnahmen.



- Die gewölbte Kompressionsfläche passt sich der Brustform an und mindert das Druckempfinden.
- Erwiesenermaßen **angenehmer bei 93 % der Patientinnen**, die bei Paddles mit Standardkompression von mäßigen bis unangenehmen Schmerzen berichteten.²
- **Die Bearbeitungssoftware** berücksichtigt die Paddle-Geometrie, daher kommt es zu keiner Beeinträchtigung der Bildqualität.²
- Keine **Änderung der Positionierungstechnik bzw. des Workflows** für Assistenten.
- Kann mit einem **MammoPad® Brustkissen** für zusätzliche Dämpfung und erhöhte Gewebeerfassung verwendet werden.³

Das 3er-Pack umfasst ein großes (24x29 cm), ein kleines (18x24 cm) und ein Mini (18x8 cm) Paddle**.

Keine Versprechungen, sondern Beweise.

Produktinformationen

Das SmartCurve™ System wurde speziell für das Screening und die diagnostische Mammografie entwickelt und eignet sich nicht für Biopsien oder kontrastverstärkte Bildgebungsverfahren (I-View™). Es wird nicht für Cleavage-Aufnahmen, gerollte Aufnahmen oder Mosaikaufnahmen bei sehr großer Brust empfohlen. Die Standard Paddles sind in jedem 3Dimensions™ System inkludiert und sollten in Fällen angewendet werden, in denen das SmartCurve™ System ungeeignet ist. SmartCurve™ ist mit Brustimplantaten kompatibel. Das SmartCurve™ System ist standardmäßig beim Kauf eines 3Dimensions™ Systems enthalten und für bestehende Selenia® Dimensions® Systeme als Upgrade erhältlich.

**Mindestens Dimensions 11i/2.2 Software erforderlich.

Bestellangaben

Artikelnummer	Beschreibung
DIM-ASY-SCS-3PACK	SmartCurve™ Bruststabilisierungssystem 3er-Pack Upgrade für Selenia® Dimensions® Systeme.
DIM-ASY-MINI	SmartCurve™ Mini Paddle für kleine Brust.

Quellenangabe

1. Padoan M, Ferrante D, Pretti G, Magnani C. Study of socio-economic characteristics, diagnosis and outcome of women participating or not participating in mammogram screening. *Ann Ig.* 2014;26(6):518–526. 2. Archivdaten: DHM-06039 Rev 002 Bartoshevich J, Orefice T, Mansoor S, et al Internal Study comparing Hologic's flat paddle to the SmartCurve paddle (18x24cm) (2017). 3. Coryell T. Increasing Mammography Tissue Acquisition through Positioning Training and Use of a Foam Breast Cushion. National Consortium of Breast Centers, 16th Annual National Interdisciplinary Breast Conference, Las Vegas, NV (2006)

SS-00523-EUR-DE Rev. 003 (04/21) Hologic Inc. ©2021 Alle Rechte vorbehalten. Hologic, Dimensions, MammoPad, Selenia, SmartCurve, The Science of Sure und die zugehörigen Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Niederlassungen in den USA und/oder anderen Ländern. Diese Informationen richten sich an Ärzte und sind nicht als Produktangebot oder Werbung in Ländern vorgesehen, in denen dies in dieser Form nicht erlaubt ist. Da Materialien von Hologic über Websites, eBroadcasts und Messen verbreitet werden, ist es nicht immer möglich zu kontrollieren, wo diese Materialien erscheinen. Informationen über das verfügbare Produktangebot in einem bestimmten Land erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Hologic-Votreter.