

NovaSure® Endometriumablation




Jetzt entdecken

MyoSure® Hysteroskopische Morcellation von intrauterinem Gewebe



Jetzt entdecken

Die Omni® Hysteroskop Suite



Jetzt entdecken

Fluent® Flüssigkeitsmanagementsystem



Jetzt entdecken

Hologic GYN Surgical Solutions

Produktportfolio

Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung minimalinvasiver Verfahren, die Ihnen ermöglichen, Ihre Patientinnen mit geringerem Aufwand und mehr Erfolg zu behandeln. Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass Sie den Versorgungsstandard für Ihre Patientinnen verbessern können, und geben Ihnen die Flexibilität, sowohl im OP als auch ambulant zu operieren.

Sie helfen uns, Frauen überall zu unterstützen.

Starten



NovaSure®- Impedanz-gesteuerte Endometriumablation Über 20 Jahre Erfahrung und Evidenz*

Das NovaSure -Verfahren ist eine einfache und sichere Methode, um Menstruationsblutungen bei Frauen mit starken Regelblutungen zu reduzieren oder zu stoppen. NovaSure bietet eine komplikationsärmere Behandlungsalternative mit höherem Nutzen als Schlinge/Rollerball- und Ballonablation¹

- ✓ Sicher
- ✓ Individuell
- ✓ Schnell



* Basierend auf der PMA P010013-Zulassung im Jahr 2001.

Produktübersicht

NovaSure® Controller

- Verbessert Arbeitsabläufe durch intuitive Bedienung
- Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Situationsabhängige Benutzerführung

SureClear™ Technologie

Einzigartiges, integriertes System zur Absaugung von Flüssigkeit, Dampf und Geweberesten

Endoform™ Zervixmanschette

Neu entwickelt für optimierte Zervixabdichtung



97% der Patientinnen würden eine NovaSure®-Behandlung weiterempfehlen^{2,3}

Atraumatische Form

- Leichtes Einführen in die Gebärmutter
- Schont Behandlungsbereiche
- Anatomisch an die Uterushöhle angepasst
- Formgebung ermöglicht optimierte Ablationstiefe

AccuSheath™ Markierung

- Nur 6 mm Außendurchmesser für eine schonende Behandlung
- Neue Längenmarkierung erleichtert zusätzlich die exakte Positionierung

NovaSure® V5
Endometrial Ablation

Unser Portfolio

NovaSure®
Endometriumablation

MyoSure® Hysteroskopische
Morcellation von intra-
uterinem Gewebe

Die Omni® Hysteroskop
Suite

Fluent® Flüssigkeits-
managementsystem

Bestellinformationen

Kontakt & Referenzen

HOLOGIC®

MyoSure® Hysteroskopische Morcellation von intrauterinem Gewebe

Ein System – viele Anwendungen

Zur Entfernung von Polypen, Myomen, Plazentaresten, Septen, Adhäsionen und für Biopsien...

- Kurze Operationszeit⁴
- Organschonend
- Übersichtliche Visualisierung
- Organschonend
- Mechanische Resektion
- Seitliches Schnittfenster



MyoSure®
Tissue Removal Device

Unser Portfolio

NovaSure®
Endometriumablation

MyoSure® Hysteroskopische
Morcellation von intra-
uterinem Gewebe

Die Omni® Hysteroskop
Suite

Fluent® Flüssigkeits-
managementsystem

Bestellinformationen

Kontakt & Referenzen

Produktübersicht

MyoSure **MANUAL**

GERICHTETE BIOPSIE
POLYPEN ≤ 1 CM



MyoSure **LITE**

GERICHTETE BIOPSIE
POLYPEN ≤ 3 CM



MyoSure **REACH**

MYOME ≤ 3 CM
ALLE POLYPEN
PLAZENTARESTE



MyoSure **XL**

MYOME ≤ 5 CM
ALLE POLYPEN



Die Omni® Hysteroskop Suite von Hologic

0° oder 30° - Sie haben die Wahl.

Optimierte diagnostische und operative Hysteroskopie. Ein vielseitiges Hysteroskop, das uneingeschränkt mit dem MyoSure® System zur Geweberesektion kompatibel ist.

**Omni® Hysteroskop Suite
macht Fortschritt möglich.**



NovaSure®
Endometriumablation

MyoSure® Hysteroskopische
Morcellation von intra-
uterinem Gewebe

Die Omni® Hysteroskop
Suite

Fluent® Flüssigkeits-
managementsystem

Bestellinformationen


Kontakt & Referenzen

Produktübersicht



3 in 1 Omni Hysteroskop

Erkennen und Behandeln von
erkranktem Gewebe mit einem
einzigen Hysteroskop



Hochwertige Stablinse

Hohe optische Qualität
bei allen Verfahren



Kleiner ovaler Durchmesser

Leichteres Einführen und
höherer Patientenkomfort




Sicherer Sitz

...des Schafts am Omni
Hysteroskop durch stabile
Fixierung




Verlängerter Schaft

Erweitertes Spektrum von
behandelbaren Patientinnen durch
200 mm Arbeitslänge



Stablinse mit 0° und 30° Winkel

Entwickelt für das MyoSure®
System zur Geweberesektion sowie
für diagnostische und operative
Verfahren



Abgeschrägte Spitze

Die abgeschrägte Spitze des Omni
30° Hysteroskops erleichtert das
Einführen zusätzlich

Unser Portfolio

NovaSure®
Endometriumablation

MyoSure® Hysteroskopische
Morcellation von intra-
uterinem Gewebe

Die Omni® Hysteroskop
Suite

Fluent® Flüssigkeits-
managementsystem

Bestellinformationen

Kontakt & Referenzen

Fluent® Management System

Paradigmenwechsel im Flüssigkeitsmanagement

Kontrolle und Effizienz für optimale Patientinnenversorgung

- Vereinfachte Einrichtung und Bedienung
- Modernste Technologie zur Erhöhung der Patientinnensicherheit
- Optimierte Arbeitsabläufe für das gesamte Team



FLUENT®

Unser Portfolio

NovaSure®
Endometriumablation

MyoSure® Hysteroskopische
Morcellation von intra-
uterinem Gewebe

Die Omni® Hysteroskop
Suite

Fluent® Flüssigkeits-
managementsystem

Bestellinformationen

Kontakt & Referenzen

Produktübersicht

Intuitiver Touchscreen

als das zentrale Steuer- und
Anzeigeelement der Fluent
führt automatisch durch
Einrichtung und Betrieb

2-Waagen-Technologie

misst das Flüssigkeitsdefizit mit
geringen Toleranzen von +/- 50
ml (1.69 oz), um eine konstante
intrauterine Dehnung zu
gewährleisten

Der integrierte MyoSure®-Controller

ermöglicht die Durchführung
von MyoSure oder
Hysteroskopie



Die IV-Stange

fasst zwei 3L Beutel mit
Flüssigkeit

In-FloPak™ und Out-FloPak™ Technologie

reduziert die Anzahl an
Schläuchen und
Anschlüssen. Vereinfacht
das Set-up

Das Design mit nur einem Abfallbeutel

macht mehrere Kanister
überflüssig, erleichtert das
Set-up und reduziert die
Abfallmenge

Kleine Stellfläche

breite, gut arretierbare
Räder. Mit Griff zur
einfachen Lenkung und
Korb

FLUENT®

Unser Portfolio

NovaSure®
Endometriumablation

MyoSure® Hysteroskopische
Morcellation von intra-
uterinem Gewebe

Die Omni® Hysteroskop
Suite

Fluent® Flüssigkeits-
managementsystem

Bestellinformationen

Kontakt & Referenzen

Bestellinformationen

Spezifikationen für Hysteroskope: 3,7, 5,5 und 6,0 mm Außendurchmesser, 200 mm Arbeitslänge

NovaSure®

PRODUKT NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG
NSV5	NovaSure® V5 (3er-Pack)
815012	CO2-Kartusche (5er-Pack)
RFC2010	NovaSure Controller

Omni® 0° Hysteroskop

PRODUKT NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG
60-250-1	Omni 0° Standard Kit
60-250-2	Omni 0° Light Kit
60-200	Omni 0° Basis Hysteroskop
60-201	Omni 0° 3,7 mm diagnostischer Schaft
60-202	Omni 0° 5,5 mm operativer Schaft
60-203	Omni 0° 6,0 mm operativer Schaft
40-201	Omni 0° entfernbare Abflusskanal
50-201XL	Omni 30° entfernbare Abflusskanal XL

Zubehör & Ersatzteile

PRODUKT NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG
60-903	Omni Hysteroskop Tray
OLK-100	Omni Lok Zervix-Dichtung
60-911	Omni Hysteroskop Ersatzteilset
40-911	MyoSure Hysteroskop Abflusskanal, Ersatzteilset
60-5FR	Omni 5CH Dichtungskappe
40-902	Hysteroskop-Dichtung
ASY-04996	Hysteroskop-Lichtadapter
MME-04608	Omni Tray NT
60-903-1	Omni

Omni® 30° Hysteroskop

PRODUKT NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG
60-250-30-1	Omni 30° Standard Kit
60-250-30-2	Omni 30° Light Kit
60-200-30	Omni 30° Basis Hysteroskop
60-201-30	Omni 30° 3.7 mm diagnostischer Schaft
60-202-30	Omni 30° 5.5 mm operativer Schaft
60-203-30	Omni 30° 6.0 mm operativer Schaft
40-201-30	Omni 30° entfernbare Abflusskanal
50-201XL-30	Omni 30° entfernbare Abflusskanal XL

MyoSure® System zur Geweberesektion

PRODUKT NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG
20-403ML	MyoSure MANUAL (3er-Pack)
30-403LITE	MyoSure LITE (3er-Pack)
10-403FC	MyoSure REACH (3er-Pack)
50-503XL	MyoSure XL (3er-Pack)
50-603XL	MyoSure für Fluent XL (3er-Pack)
10-550	MyoSure Steuergerät
40-902	Einweg-Dichtungsset für Hysteroskop und Ausflusskanal (10er-Pack)

Fluent® Flüssigkeitsmanagement-System

PRODUKT NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG
FLT-100	Fluent System
FLT-006	Fluent Abfallbeutel (5er-Pack)
FLT-112	FloPack Prozeduren Kit (6er-Pack)
FLT-010	Fluent Einmal-Zellkollektor (10er-Pack)

Unser Portfolio

NovaSure®
Endometriumablation

MyoSure® Hysteroskopische
Morcellation von intra-
uterinem Gewebe

Die Omni® Hysteroskop
Suite

Fluent® Flüssigkeits-
managementsystem

Bestellinformationen

Kontakt & Referenzen

Für weitere Informationen besuchen Sie

www.hologic.de/produkte/chirurgie/

oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Hologic-Vertreter/-Vertreterin

MEHR ENTDECKEN

Name:

E-Mail:

Telefonnummer:

CE 2797



Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium. Nummer der benannten Stelle und ggf. EC REP-Symbol.

GYN Surgical Solutions | Hologic.de | gss@hologic.com

References: **1.** www.g-ba.de/downloads/40-268-8531/2022-05-19_MVV-RL_Hochfrequenzablation-Menorrhagien_TrG.pdf; www.g-ba.de/downloads/40-268-8532/2022-05-19_KHMe-RL_Hochfrequenzablation-Menorrhagien_TrG.pdf, beide zuletzt eingesehen am 28. Februar 2023. **2.** Cooper J, Gimpelson R, Laberge P, et al. A Randomized, Multicenter Trial of Safety and Efficacy of the NovaSure System in the Treatment of Menorrhagia. J Am Assoc Gynecol Laparosc. 2002;9(4):418-28. **3.** Baskett T, Clough H, Scott T A. NovaSure Bipolar Radiofrequency Endometrial Ablation: Report of 200 Cases. J Obstet Gynaecol Can. 2005;27(5):473–476. **4.** Shazly S A M, Laughlin-Tommaso S K, Breitkopf D M, Hopkins M R, Burnett T L, Greenhazly I C, et al. Hysteroscopic Morcellation Versus Resection for the Treatment of Uterine Cavitary Lesions: A Systematic Review and Meta-analysis. J Minim Invasive Gynecol. 2016;23(6):867-77.

PRE-01530-DEU-DE Rev. 001 Hologic, Inc. ©2023 All rights reserved. Hologic, The Science of Sure, NovaSure®, Fluent, MyoSure, Omni und die zugehörigen Logos sind eingetragene Marken von Hologic Inc und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Diese Informationen sind für medizinisches Fachpersonal bestimmt und dienen nicht als Produktwerbung oder Promotion, wo solche Aktivitäten verboten sind. Da die Materialien von Hologic über Websites, Ausstrahlungen und Messen verbreitet werden, ist es nicht immer möglich zu kontrollieren, wo diese Materialien erscheinen. Für spezifische Informationen darüber, welche Produkte in einem bestimmten Land zum Verkauf stehen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Hologic-Vertreter, Ihre örtliche Hologic-Vertreterin oder schreiben Sie an gss@hologic.com.